

姿勢AI分析アプリ 取扱説明書

整骨院での治療前後の姿勢改善を、スマホ・タブレット1台で客観的に計測・比較できるWebアプリです。

動作環境

端末	ブラウザ
iPhone / iPad	Safari
Android	Chrome
PC	Chrome / Edge

インターネット接続が必要です（AIモデルの読み込みのため）

起動方法

- SafariまたはChromeでアプリのURLにアクセスする
- 「カメラへのアクセスを許可しますか？」が表示されたら **許可** をタップ
- AIモデルの読み込みが完了すると（数秒）、カメラ画面が起動する

カメラが起動しない場合

設定 > Safari > カメラ が「許可」になっているか確認してください。

基本的な使い方

① 計測モードを選ぶ

画面上部のタブで撮影方向を選択します。

タブ	撮影方向	主な用途
正面	患者の正面から	肩・骨盤の水平差、頭の傾き
横向き	患者の真横から	猫背・反り腰・膝の角度
動的	正面から（静止）	体幹の安定性・揺らぎの計測

② 治療前を撮影する

- 患者にカメラの前に立ってもらう
- 全身が画面に入るように** 距離を調整する
- 骨格（青いライン）が表示されたら、計測値が安定するまで数秒待つ
- 「**治療前を保存する**」 ボタンをタップ

③ 治療を行う

通常通り施術を行います。

この間、アプリはそのまま開いておいてください。

④ 治療後を撮影する

1. 治療前と同じ方向・距離で患者に立ってもらう
2. 計測値が安定したら「治療後を保存する」 ボタンをタップ

⑤ レポートを確認する

治療前後の画像と計測値が一覧表示されます。

- 総合改善スコア： +〇pt が大きいほど改善
- 各指標の変化： 緑＝改善、赤＝悪化

「もう一度測定する」 をタップすると最初に戻ります。

計測値の見方

正面モード

指標	説明	理想値
頭部前傾角	耳・肩・腰の一直線度	160°以上
体幹傾斜角	上半身の垂直からのズレ	5°以下
肩の水平差	左右の肩の高さの差（＋＝左が高い）	±3%以内
骨盤の水平差	左右の骨盤の高さの差（＋＝左が高い）	±3%以内
頭部傾斜角	頭の左右への傾き	±2°以内
体幹側方傾斜	体の重心の左右へのズレ	±3%以内

横向きモード

指標	説明	理想値
骨盤傾斜角	前傾（＋）・後傾（－）の角度	±5°以内
耳の垂線ズレ	足首基準の重心線から耳のズレ	±5%以内
膝関節角	膝の伸展角度（180°＝完全伸展）	170°以上

動的モード（10秒間静止して計測）

指標	説明	理想値
左右の揺らぎ	立位時の左右方向のブレ	2以下
前後の揺らぎ	立位時の前後方向のブレ	2以下
安定性	総合的な体幹安定スコア	80pt以上

色の意味

色	意味
 緑	正常範囲内
 オレンジ	要注意
 赤	改善が必要

撮影のコツ

- **距離**：患者の全身（頭～足首）が画面に収まる距離
- **高さ**：カメラを腰～みぞおちの高さに固定すると安定
- **背景**：単色・明るい壁を背景にすると骨格検出の精度が上がる
- **服装**：体のラインが出やすい服（ぴったりした服や水着など）が望ましい
- **前後の統一**：治療前後でなるべく同じ位置・距離・方向で撮影する

よくある質問

Q. 骨格（青いライン）が表示されない

A. 全身がカメラに映っているか確認してください。背景が複雑な場合は単色の壁の前に立ってもらいと改善することがあります。

Q. 計測値がチラつく・安定しない

A. 値は4フレームの平均で更新されています。患者に静止してもらい、2～3秒待つと安定します。

Q. 動的モードで値が出ない

A. 骨格が検出された状態で約10秒間静止してください。データが蓄積されると自動的に表示されます。

Q. 治療前後で撮影モード（正面/横向き/動的）を変えられますか？

A. 治療前を保存するとモード切替がロックされます。同じモードで前後を比較する仕様です。別のモードで測定したい場合は「もう一度測定する」でリセットしてください。